

Fibrosol Family Dressings

Tanımı: Fibrosol, Karboksimetil selüloz nonwoven yara örtüsüdür.

Fiberin karakteristik özellikleri; alışılmış kilcal etki mekanizması ile değil de sıvı ile temas ettiği zaman emer. Emilen sıvı fiberin yapısında tutulur. Fibrosol, eksudayı emer ve hızla kuru bir yara örtüsünden yumuşak tutarlı jеле dönüşür. Fibrosol, en uygun yara iyileştirmesi için nemli bir ortam sağlar, otolitik debridmana yardımcı olur ve yeni dokuya çok az veya sıfır hasar ile kolayca kaldırırmak mümkündür.

1. Non-Adherent Fibrosol Wound Pad variants (Yapıksız Fibrosol Yara Pedi çeşitleri):
 - A. Fibrosol Non-Adhesive (Fibrosol Yapıksız): Farklı ölçülerde kesilebilen ve sabitleme için ikinci yara örtüsü gereken, birincil emici yara pedidir.
 - B. Fibrosol Extra Non Adhesive (Fibrosol Ekstra Yapıksız): Ekstra emicilik ve mukavemet sağlayan, gevşek veya dikişle bağlı iki katlı Fibrosol pedden yapılmıştır.
2. Fibrosol Island Dressings and Fibrosol OTC Bandage (Fibrosol Yapıkanlı Ortası Pedli Yara Örtüsü ve Fibrosol OTC Bandaj) : Yapıkanlı bir alt tabakanın (hotmelt, akrilik, hidrokolloid veya silikon gibi) ortasına pedin yerleştirilmesi ile oluşan, pedin sınırını aşan ve ikinci bir yara örtüsüne gerek duyulmadan sabitlemeyi sağlayan yara örtüsüdür.
 - A. Fibrosol Island Dressings (Fibrosol Yapıkanlı Ortası Pedli Yara Örtüsü): aşağıdaki gibi alt türevleri olabilir:
 - I. Fibrosol Adhesive or Fibrosol Extra Adhesive (Fibrosol Yapıkanlı veya Fibrosol Ekstra Yapıkanlı): Yumuşak uyumlu operasyon sonrası kullanılan, yüksek emici pedli, nonwoven yara örtüsüdür.
 - II. Fibrosol Adhesive Film and Fibrosol Extra Adhesive Film (Fibrosol Yapıkanlı Film ve Fibrosol Ekstra Yapıkanlı Film): Yüksek emici Fibrosol Non Adhesive veya Fibrosol Extra Non Adhesive içeren şeffaf, hava geçirgen, virus, bakteri ve su geçirmez, poliüretan filmdir. Fibrosol Adhesive Film Frame Style ve Fibrosol Adhesive Film Extra Frame Style, yara örtüsünü iyi kavrayabilmeyi sağlayan çerçeve taşıma sistemi ile desteklenmiş yara örtüsüdür. Belirtilen, su geçirmezlik, bakteri ve viral bariyer mukavemeti gereklidir.
 - III. Fibrosol Ultra Adhesive veya Fibrosol Extra Ultra Adhesive (Fibrosol Ultra Yapıkanlı ve Fibrosol Extra Ultra Yapıkanlı): En dış yüzeyi hava geçirgen, su geçirmez, virus ve bakteri bariyerli poliüretan film ve ortası yüksek emici ped Fibrosol Non Adhesive veya Fibrosol Extra Non Adhesive olan yara örtüsüdür.
 - IV. Fibrosol IV veya Fibrosol Extra IV: İnsizyon ve hassas cilde sahip hastalarda kullanılan IV kateter sabitlemede kullanılan, orta kısım boyunca ve insizyon bitiminde, orta kısma konumlandırılmış yüksek emici ped bulunan non woven örtüdür. Hassas ciltlerde kanül ve kateter sabitlemek için kullanılır.
 - V. Fibrosol IV Film veya Fibrosol Extra IV Film: Şeffaf, hava geçirgen, su geçirmez, bakteri bariyerli poliüretan IV örtüsüdür. Orta kısım boyunca ve insizyon bitiminde, orta kısma konumlandırılmış yüksek emici ped bulunmaktadır. Hassas ciltlerde kanül ve kateter sabitlemek için kullanılır.
 - B. Fibrosol OTC Bandage (Fibrosol OTC Bandaj):
 - I. Fibrosol Adhesive Bandages (Fibrosol Yapıkanlı Bandajlar): kanamalı küçük kesikler, çizikler, aşınmalarda
 - II. Fibrosol Dressing Strip (Fibrosol Strip): kanamalı küçük kesikler, çizikler, aşınmalarda. Farklı boyutlarda kesilebilir.
 - C. Fibrosol Foam Dressings (Fibrosol Köpük Yara Örtüleri):
 - I. Fibrosol Foam Gentle veya Fibrosol Extra Foam Gentle (Fibrosol Yumuşak Köpük veya Fibrosol Ekstra Yumuşak Köpük): Yumuşak emici poliüretan köpük ile lamine edilmiş Fibrosol Non Adhesive ve Fibrosol Extra Non Adhesive yüzey; su geçirmez, virus ve bakteri bariyerli poliüretan filmin

Fibrosol Family Dressings

- ortasına, kolay ve acısız çıkarımı sağlayan, silikon yapışkan ile konumlandırılmıştır. Silikon yapışkanlı yüzey, hem yara örtüsü etrafında sınır gibidir hem de tüm yara örtüsünü kaplayan perfore yüzey görevi görmektedir.
- II. Fibrosol Foam Basic or Fibrosol Extra Foam Basic (Fibrosol Basic Köpük veya Fibrosol Ekstra Basic Köpük Yara Örtüsü): Yumuşak emici poliüretan köpük ile lamine edilmiş Fibrosol Non Adhesive ve Fibrosol Extra Non Adhesive yüzey; su geçirmez, virus ve bakteri bariyerli poliüretan filmin ortasına, kolay ve acısız çıkarımı sağlayan, hidrokolloid yapışkan ile konumlandırılmıştır. Hidrokolloid emdiği eksudayı jеле çevirir ve böylece yaraya nemli bir ortam sağlamış olur. Hidrokolloid yapışkanlı yüzey, hem yara örtüsü etrafında sınır gibidir hem de tüm yara örtüsünü kaplayan perfore yüzey görevi görmektedir.

Özellikleri:

- Orta ve yüksek eksudalı yaralarda, mükemmel emicilik ve saklama kapasitesi sağlar
- Yakın temas kurmak için yaranın yüzeyine uygundur
- Dışardan gelebilecek enfeksiyonlara karşı bakteri ve viral bariyerdir
- Yerinde ve çıkarıldıkten sonra da yaranın acısının azalmasına yardımcı olur
- Nemli ortam sağlayarak yaranın iyileşmesini hızlandırır
- Hemostatik etkisi vardır
- Bakteriyostatik aktivite

Endikasyonları:

- Enfeksiyonlu veya enfeksiyon riski olan yaralarda
- İkinci derece yanıklarda
- Diyabetik ayak ülseri, bası ülseri ve bacak ülserlerinde
- Operasyon yaralarında
- Travmatik yaralarda
- Kanamaya meyilli yaralarda
- Onkolojik yaralarda
- Verici ve alıcı greft tarafları
- Birincil enfeksiyonlu yaraların tedavisinde
- Yara enfeksiyonunu düşüren etkili bakteri bariyerleri
- Bası yaraları
- Bacak ülserleri
- İskemik ve diyabetik ülserler

Fibrosol® Family Dressings

Sizes

| Fibrosol® Non Adhesive | Fibrosol® Extra Non Adhesive | cm | inch | Pieces/Box | Boxes/Case |
|-------------------------------------|---|---------------|------------------|------------|------------|
| Fib5050 | FibEx5050 | 5 cm x 5 cm | 2" x 2" | 10 | 48 |
| Fib1010 | FibEx1010 | 10 cm x 10 cm | 4" x 4" | 10 | 24 |
| Fib1515 | FibEx1515 | 15 cm x 15 cm | 6" x 6" | 10 | 24 |
| Fib245 | FibEx245 | 2 cm x 45 cm | 3/4" x 18" | 5 | 24 |
| Fibrosol® adhesive | Fibrosol® Extra adhesive | cm | inch | Pieces/Box | Boxes/Case |
| FibAd7050 | FibAdEx7050 | 7cmx5cm | 2 3/4 x 2 in | 50 | 32 |
| FibAd1010 | FibAdEx1010 | 10cmx10cm | 4 x 4 in | 40 | 32 |
| FibAd1015 | FibAdEx1015 | 10cmx15cm | 4 x 6 in | 20 | 32 |
| FibAd1020 | FibAdEx1020 | 10cmx20cm | 4 x 8 in | 20 | 32 |
| FibAd1025 | FibAdEx1025 | 10cmx25cm | 4 x 10 in | 20 | 32 |
| FibAd1030 | FibAdEx1030 | 10cmx30cm | 4 x 12 in | 20 | 32 |
| Fibrosol® adhesive Film | Fibrosol® Extra adhesive Film | cm | inch | Pieces/Box | Boxes/Case |
| FibAdPU7050 | FibExAdPU7050 | 7cmx5cm | 2 3/4 x 2 in | 50 | 32 |
| FibAdPU1010 | FibExAdPU1010 | 10cmx10cm | 4 x 4 in | 40 | 32 |
| FibAdPU1015 | FibExAdPU1015 | 10cmx15cm | 4 x 6 in | 20 | 32 |
| FibAdPU1020 | FibExAdPU1020 | 10cmx20cm | 4 x 8 in | 20 | 32 |
| FibAdPU1025 | FibExAdPU1025 | 10cmx25cm | 4 x 10 in | 20 | 32 |
| FibAdPU1030 | FibExAdPU1030 | 10cmx30cm | 4 x 12 in | 20 | 32 |
| Fibrosol® adhesive Film Frame Style | Fibrosol® Extra adhesive Film Frame style | cm | inch | Pieces/Box | Boxes/Case |
| FibAdPUFS7060 | FibExAdPUFS7060 | 7 cm x 6 cm | 2 3/4 x 2 1/4 in | 50 | 32 |
| FibAdPUFS1010 | FibExAdPUFS1010 | 10cmx10cm | 4 x 4 in | 40 | 32 |
| FibAdPUFS1015 | FibExAdPUFS1015 | 10cmx15cm | 4 x 6 in | 20 | 32 |
| FibAdPUFS1020 | FibExAdPUFS1020 | 10cmx20cm | 4 x 8 in | 20 | 32 |
| FibAdPUFS1025 | FibExAdPUFS1025 | 10cmx25cm | 4 x 10 in | 20 | 32 |
| FibAdPUFS1030 | FibExAdPUFS1030 | 10cmx30cm | 4 x 12 in | 20 | 32 |
| Fibrosol® adhesive Ultra | Fibrosol® Extra adhesive Ultra | cm | inch | Pieces/Box | Boxes/Case |
| FibUltra7050 | FibExUltra7050 | 7cmx5cm | 2 3/4 x 2 in | 50 | 32 |
| FibUltra1010 | FibExUltra1010 | 10cmx10cm | 4 x 4 in | 40 | 32 |
| FibUltra1015 | FibExUltra1015 | 10cmx15cm | 4 x 6 in | 20 | 32 |
| FibUltra1020 | FibExUltra1020 | 10cmx20cm | 4 x 8 in | 20 | 32 |
| FibUltra1025 | FibExUltra1025 | 10cmx25cm | 4 x 10 in | 20 | 32 |
| FibUltra1030 | FibExUltra1030 | 10cmx30cm | 4 x 12 in | 20 | 32 |
| Fibrosol® IV | Fibrosol® Extra IV | cm | inch | Pieces/Box | Boxes/Case |
| FibIV76 | FibExIV76 | 7 cm x 6 cm | 2 3/4 x 2 1/4 in | 100 | 16 |
| FibIV68 | FibExIV68 | 6 cm x 8 cm | 4 x 4 1/4 in | 100 | 16 |
| FibIV1012 | FibExIV1012 | 10 cm x 12 cm | 2 3/8 x 3 1/8 in | 100 | 16 |
| Fibrosol® IV Film | Fibrosol® Extra IV Film | cm | inch | Pieces/Box | Boxes/Case |
| FibPUIV76 | FibExPUIV76 | 7 cm x 6 cm | 2 3/4 x 2 1/4 in | 100 | 16 |
| FibPUIV68 | FibExPUIV68 | 6 cm x 8 cm | 4 x 4 1/4 in | 100 | 16 |
| FibPUIV1012 | FibExPUIV1012 | 10 cm x 12 cm | 2 3/8 x 3 1/8 in | 100 | 16 |
| Fibrosol® Foam Gentle | Fibrosol® Extra Foam Gentle | cm | inch | Pieces/Box | Boxes/Case |
| FibFoamGn5050 | FibExFoamGn5050 | 5 cmx5 cm | 2 x 2 in | 10 | 48 |
| FibFoamGn1010 | FibExFoamGn1010 | 10cmx10cm | 4 x 4 in | 5 | 24 |
| FibFoamGn1020 | FibExFoamGn1020 | 10cmx20cm | 4 x 8 in | 5 | 24 |
| FibFoamGn1515 | FibExFoamGn1515 | 15cmx15cm | 6 x 6 in | 5 | 24 |
| FibFoamGn2020 | FibExFoamGn2020 | 20cmx20cm | 8 x 8 in | 5 | 24 |
| FibFoamGn16518 | FibExFoamGn16518 | 18cmx16.5cm | 7 3/4 x 6 1/2 | 5 | 24 |
| FibFoamGn2222 | FibExFoamGn2222 | 22cmx22cm | 8 5/8 x 8 5/8 | 3 | 24 |

Fibrosol® Family Dressings

| Fibrosol® Foam Basic | Fibrosol® Extra Foam Basic | cm | inch | Pieces/Box | Boxes/Case |
|--------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------|
| FibFoamBs1010 | FibExFoamBs1010 | 10cmx10cm | 4 x 4 in | 10 | 48 |
| FibFoamBs1020 | FibExFoamBs1020 | 10cmx20cm | 4 x 8 in | 5 | 24 |
| FibFoamBs1515 | FibExFoamBs1515 | 15cmx15cm | 6 x 6 in | 5 | 24 |
| FibFoamBs 2020 | FibExFoamBs2020 | 20cmx20cm | 8 x 8 in | 3 | 24 |
| FibFoamBs18165 | FibExFoamBs18165 | 18cmx16.5cm | 7 $\frac{3}{4}$ x 6 $\frac{1}{2}$ | 3 | 24 |
| FibFoamBs2222 | FibExFoamBs2222 | 22cmx22cm | 8 $\frac{5}{8}$ x 8 $\frac{5}{8}$ | 3 | 24 |
| Fibrosol® OTC Bandage | | cm | inch | Pieces/Box | Boxes/Case |
| | FibOTC938 | 0.9cmx3.8cm | 3/8 x 1 1/2 in | 200 | 60 |
| | FibOTC1938 | 1.9cmx3.8 cm | 3/4 x 1 1/2 in | 100 | 60 |
| | FibOTC1963 | 1.9cmx6.3cm | 3/4 x 2 1/2 in | 100 | 60 |
| | FibOTC1972 | 1.9cmx7.2cm | 3/4 x 2 7/8 in | 100 | 60 |
| | FibOTC2572 | 2.5cmx7.2cm | 1 x 2 7/8 in | 100 | 60 |
| | FibOTC25 | spot 2.5 cm | 1 in | 100 | 192 |
| | FibOTC2525 | 2.5cmx2.5cm | 1 x 1 in | 200 | 60 |
| | FibOTC5072 | 5cmx7.2cm | 2 x 2 7/8 in | 50 | 60 |
| | FibOTC5060 Fingertip | 5 cm x 6 cm | 2 x 2 3/8 in | 50 | 60 |
| | FibOTC4563 Butterfly | 4.5cmx6.3cm | 1 3/4 x 2 1/2 in | 50 | 60 |
| | FibOTC510 | 5 cm x 10 cm | 2 x 4 in | 50 | 60 |
| Fibrosol® Dressing strip | | cm | inch | Pieces/Box | Boxes/Case |
| | FibDermi610 | 6cmx10cm | 2 3/8 x 4 in | 10 | 120 |
| | FibDermi810 | 8 cmx10 cm | 3 1/8 x 4 in | 10 | 120 |
| | FibDermi6100 | 6cmx100cm | 2 3/8 x 40 in | 1 | 120 |
| | FibDermi8100 | 8 cmx100cm | 3 1/8 x 40 in | 1 | 120 |

Diğer boyalar istek üzerine yapılır

Fibrosol Yapışkan yara örtüleri:

- Akrilik Yapıştırıcı
- Sıçkta eriyen yapıştırıcı
- HydroColloid Yapıştırıcı
- Silikon Yapıştırıcı

- Çerçeve Yapıştırıcı katman
- Delikli Yapıştırıcı katman
- Gevşek dokunmamış
- Stich dokunmamış