


Tek Kullanımlık Endotrakeal Tüp EMG

Troid cerrahisinde sinir monitörizasyonun en çok kullanılır.. Entübasyon esnasında tüpe yapıştırılarak vokal kordlardan gelen sinyali algılamaya yarar. Geniş yüzeyi sayesinde hemen hemen her pozisyonda vokal kasından gelen sinyalleri kaydetmek üzere tasarlanmıştır.



Değişken çaplardaki tüplere sarılarak kullanılabilen yapışkanlı tüp elektrotlarımızın algılayıcı bölümleri geniş yer kapladığından hemen hemen her pozisyonda gerekli sinyali algılamak üzere tasarlanmıştır.

Özel geliştirilmiş tasarım, sinyallerin güvenilirliğini sağlarken, yumuşak kenarlar intübasyon sırasında rahat bir giriş sağlar.

EMG Endotrakeal tüpler kullanmayı tercih eden klinikler için kolay kullanım ve uygulama imkanı sağlamaktadır.

Piyasada bulunan EMG'li tüplere kıyasla daha uzun elektrot alanı, tüp üzerine print edilmiştir. Bu tasarımı sayesinde anestezinin vokal kordların hemen üzerinde elektrotları yerleştirmesini kolaylaştırır.

Tüpün sağa sola ya da ileri geri kaymasından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan tasarımı sayesinde ameliyat esnasında sinyal kaybını minimuma indirmektedir.

Endotrakeal tüplerin her hasta için ayrı ebatlarda üretilmiş seçenekleri mevcuttur

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ürün Ebadı	Ürün Barkodu
41065	Tek Kullanımlık Endotrakeal Tüp	6,5 (Fr26)	8680287997013
41070	Tek Kullanımlık Endotrakeal Tüp	7,0(Fr28)	8680287997006
41075	Tek Kullanımlık Endotrakeal Tüp	7,5 (Fr30)	8680287992322
41080	Tek Kullanımlık Endotrakeal Tüp	8,0 (Fr32)	8680287992346

ÜRETİCİ FİRMA

TIANJIN PLASTICS RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.
ADRES: No.24-1, KEDA 1 ROAD, TEDA (JINNAN)
MICROELECTRONICS PARK JINNAN
DISTRICT, TIANJIN ÇİN 300350
TEL: 0086-22-27592537 FAX:0086-22-27590383

İTHALATÇI:

ZADİ TIBBİ GEREÇLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş
İOSB MAH.İMSAN SAN. SİT. B BLOK SK NO:13 34307
KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL/TURKEY
TEL : +90 (212) 4957303
FAX : +90 (212) 4957304